


DISTRIBUTORI UFFICIALI

CAPENERGY 




500
UROGYNE

RADIOFREQUENZA
MONOPOLARE



CAPENERGY 



500
UROGYNE



Innovazione in Uroginecologia

CAPENERGY 

La **C500 di Capenergy** è utilizzata per il trattamento non ablativo e non doloroso di diverse problematiche uroginecologiche:


- Incontinenza urinaria da sforzo
- Incontinenza urinaria da urgenza
- Atrofia e secchezza vaginale
- Vaginismo e dispareunia
- Dolore pelvico cronico
- Cicatrici post chirurgiche
- Fistola retto - perineale
- Incontinenza fecale
- Disturbi ginecologici dopo radioterapia
- Dismenorrea
- Lichen
- Endometriosi
- Prolasso
- Fibrosi
- Episiotomia
- Rettocele
- Coccigodinia
- Vulvodinia
- Ragadi anali

CON **UPGRADE C100**


- Incontinenza urinaria dopo prostatectomia
- Incontinenza urinaria da urgenza
- Disturbi urinari dopo radioterapia
- Cicatrici post chirurgiche
- Dolore pelvico cronico
- Fistola retto - perineale
- Incontinenza fecale e ai gas
- Prostatite
- Disfunzione erettile
- Eiaculazione precoce
- Emorroidi
- Fibrosi
- Coccigodinia
- Ragadi anali

 **500**
UROGYNE

● Ginecologia



● Urologia





Funzionalità

L'apparecchiatura si basa sull'applicazione di una giusta quantità di corrente elettrica ad alta frequenza per aumentare la temperatura dei tessuti profondi.

Il calore generato grazie alla resistenza dei tessuti al passaggio della corrente riattiva i naturali processi di riparazione dei tessuti nervosi e muscolari, stimola i fibroblasti, che favoriscono la neo-collagenasi e l'elastogenesi, favorendo il ripristino dell'elasticità vaginale e della mucosa vaginale. Ha un effetto antinfiammatorio e analgesico.

1. Test per stabilire la frequenza adatta al tessuto del paziente
2. Indicatore di assorbimento dell'energia erogata sui tessuti
3. Display per la visualizzazione dell'energia erogata e controllo della temperatura in ogni fase del trattamento

Certificazioni



-  **3 Frequenze**
 - 0,8 Mhz.
 - 1 Mhz.
 - 1,2 Mhz.
- + BIOFEEDBACK**
-  **Controllo della temperatura**
-  **310 W**

Upgrade  **100**




Dispositivo Intracavitario MJS

Il **dispositivo intracavitario MJS** è progettato in modo da agire come un'estensione della mano dell'operatore e lavorare in modo mirato sui **trigger points**, grazie alla sua **forma ergonomica**.

Un altro brevetto è il **biofeedback di frequenza**, che consente di scegliere tra **tre frequenze**, quella idonea al tessuto di ogni paziente.

Grazie al **terzo brevetto**, il **biofeedback di temperatura**, l'operatore può verificare in ogni momento la quantità di calore erogato.

Tutto questo permette di svolgere un'attività **pianamente efficace e altamente personalizzata**.



Risultati ottenuti

Dopo 3 sessioni:

80%

- Riduzione del dolore pelvico da dismenorrea
- Correzione della sintomatologia legata allo stato reattivo conseguente all' incontinenza urinaria da sforzo

70%

- Riduzione del dolore pelvico cronico, pubococcigeo
- Aumento della libido sessuale

Dopo 8 sessioni:

90%

- Riduzione del dolore nei Trigger Points puborettali ed attenuazione dei sintomi legati a dispareunia e vaginismo

75%

- Riduzione del dolore pelvico cronico da endometriosi





Academy for You

Forma il tuo **successo**.

LAVORA CON NOI.

- **AGENTE DI VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**
- **CLIENTE VIP COME CENTRO MEDICO DI RIFERIMENTO**

WWW.ACADEMYFORYOU.IT



Distributori Ufficiali

CAPENERGY



Contatti

MEDSWISS
medical systems

**SEDE OPERATIVA PER
SVIZZERA E NORD ITALIA**

Mattia Fuoco
Amministratore Unico

(+39) 342 680 6227
Assistenza tecnica H24
(Riservato ai clienti VIP)

Via Lombardia, 4 6833 - VACALLO
(Cantone Ticino) - Svizzera

medswiss.ch@gmail.com



SEDE OPERATIVA PER IL SUD ITALIA

Gregorio Fuoco
Amministratore Unico

(+39) 348 51 55 969
Assistenza tecnica H24
(Riservato ai clienti VIP)

Sede operativa Nord Italia c/o JIT Italia srl
Via Francia 21c | 37135 Verona
02 37920960

Sede Legale ed operativa Sud Italia
Via Grecia, 13 | 88900 - Crotona (KR)
(+39) 0962 965025
800 - 034 - 569
fireuskr@med-systems.it
fireuskr@pec.med-systems.it
www.med-systems.it

Formazione a cura di



**Academy
for You**

